



Conmutador doble para lengua, mentón o mejilla

DESCRIPCIÓN

Este dispositivo consiste en una varilla y un doble sensor que nos permite detectar dos sentidos de movimiento. Está diseñado para ser accionado con esfuerzos mínimos y recorridos muy cortos de la lengua, el mentón, la mejilla u otras partes del cuerpo.

MODO DE EMPLEO

Colocar el conmutador cerca de la parte del cuerpo con la que vaya a accionarlo. Si desea tener la doble función del conmutador deberá orientarlo para que pueda activarlo en los dos sentidos de accionamiento. El conmutador se puede instalar en cualquier sentido y orientación.



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cable de 1,7m de salida con conector jack macho mono de 3,5 mm.
- ▶ Medidas: 60x57x26 mm.
- ▶ Longitud de la varilla: 45 mm.
- ▶ Diámetro de la bola terminal: 12 mm.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO PUEDO SUJETAR EL CONMUTADOR EN EL LUGAR ADECUADO?

El conmutador se acopla directamente a todos los brazos articulados, flexos y soportes de nuestro catálogo.



SI TENGO MUY POCO MOVIMIENTO, ¿PODRÉ ACCIONAR EL CONMUTADOR?

Sí; este conmutador es de extrema sensibilidad y permite ser accionado con ligeros movimientos.

